

Автоматические ланцеты для взятия капиллярной крови

Acti-Lance

Простота использования


Стерильность: иглы гамма стерилизованы, полностью закрыты стерильной крышкой

Снижение болевых ощущений и быстрое заживление: игла отполирована и покрыта силиконом

Безопасность: невозможно повторное использование

Эффективность: необходимый объем образца крови всего при одном нажатии на кнопку

Надежность: риск неправильного использования при получении образца крови устранен благодаря уникальному, запатентованному механизму самоактивации



28 G



**Acti-lance
Lite**

кат. номер 7141



1,5 мм

Глубина проникновения

28 G

Игла

23 G



**Acti-lance
Universal**

кат. номер 7142



1,8 мм

Глубина проникновения

23 G

Игла

17 G



**Acti-lance
Special**

кат. номер 7143



2,0 мм

Глубина проникновения

17 G


Лезвие

Инструкция по применению:

Открутите защитный колпачок и извлеките его.

Плотно прижмите корпус ланцета к месту прокола и нажмите на кнопку для активации ланцета.

Мягко нажимая на место рядом с проколом возьмите необходимое количество крови.



Производитель: HTL-STREFA S.A., Польша

www.corway.ru