








# Автоматические ланцеты для взятия капиллярной крови



## PROLANCE



- Эргономичный дизайн для удобства использования;
- Механизм самоактивации исключает возможность повторного применения;
- После прокола игла убирается автоматически, исключая случайное соприкосновение пациента или врача;
- Игла гамма стерилизована и закрыта специальным колпачком;
- 6 различных размеров, обозначенных цветовой кодировкой, позволяют подобрать ланцет необходимого потока крови;
- Минимальные болевые ощущения: двойной пружинный механизм обеспечивает высокую скорость прокола и устраняет вибрацию иглы.

| Название   | Размер иглы             | Глубина прокола | Кат. номер  |
|--|-------------------------|-----------------|---|
|  Prolance Micro Flow  | 28G                     | 1,6 мм          |  1B34-510200 |
|  Prolance Low Flow    | 25G                     | 1,4 мм          |  1B32-510200 |
|  Prolance Normal Flow | 21G                     | 1,8 мм          |  1B31-510200 |
|  Prolance High Flow   | 18G                     | 1,8 мм          |  1B33-510200 |
|  Prolance Max Flow    | лезвие<br>ширина 1,5 мм | 1,6 мм          |  1B36-510200 |
|  Prolance Pediatric   | лезвие<br>ширина 1,5 мм | 1,2 мм          |  1B35-510200 |

### Инструкция по применению:

Открутите защитный колпачок на 360 градусов и извлеките его.



[www.corway.ru](http://www.corway.ru)

Плотно прижмите корпус ланцета к месту прокола примерно 2 мм от ногтя и нажмите кнопку для активации ланцета.



Производитель: HTL-STREFA S.A., Польша

ООО „Корвэй“

Санкт-Петербург: (812) 677-06-06

Москва: (495) 989-86-90